



Description of this Thermometer

EN

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor

Important Safety Instructions

- The instrument may be used only for measuring body temperature!
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the instrument from impact and dropping!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the instrument. The instrument must be intact when immersed in liquid disinfectant.
- We recommend this instrument is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact Microlife-Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air.

Approx. measuring time: 10 seconds!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

Approx. measuring time: 10 seconds!

► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally.

Cleaning and Disinfecting

Name: Isopropyl alcohol 70%; immerse: max. 24 hours.

Battery Replacement

When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears at the display field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Predictive maximum thermometer

Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C

Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity

Storage conditions: -25 - 60 °C; 15-95 % relative maximum humidity

Battery: 1.5/1.55 V; SR41

Battery lifetime: approx. 2700 measurements (using a new battery)

IP Class: IP67

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Expected service life: 5 years or 10000 measurements



This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Guarantee

We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well and send with sufficient postage to the Microlife distributor.

Garantía
Le otorgamos una garantía del fabricante de por vida posterior a la fecha de compra. Cualquier daño causado por un manejo indebido no



Description of this Thermometer

ES

- ① Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- ② Pantalla
- ③ Tapa del compartimento de la batería
- ④ Sensor de medición

Instrucciones importantes de seguridad

- Este instrumento debe usarse únicamente para medir la temperatura corporal!
- Siempre respetar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de bip!
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunas de las piezas más pequeñas.
- No metez pas las appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.
- Veiller à ne pas laisser tomber l'instrument et à ne pas lui faire subir de chocs!
- Eviter de recubrir la pointe de plus de 45°!
- Ne posez pas l'appareil sans surveillance; certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées.
- Ne mettez pas l'appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.
- Proteja el instrumento de impactos y caídas!
- Evite inclinar la punta más de 45°!
- Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior a 60 °C. ¡El instrumento NUNCA debe ser hervido!
- Para limpiar el instrumento, utilice únicamente los desinfectantes comerciales listados en la sección «Limpieza y desinfección». El instrumento debe estar intacto para ser sumergido en la solución desinfectante.
- Recomendamos revisar la precisión de este instrumento cada dos años o después de un impacto mecánico (p.ej., si se ha caído). Por favor, contacte al servicio técnico Microlife para concertar la revisión.

ADVERTENCIA: El resultado de medida dado por este dispositivo no es un diagnóstico! No confie sólo en el resultado de la medida.

ADVERTENCIA: Los pilas y los dispositivos electrónicos deben ser eliminados en conformidad con las prescripciones locales, separadamente de las basuras domésticas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Pieza aplicada tipo BF

Puesta en marcha del termómetro

Para encender el termómetro, pulse el botón ON/OFF ①; un breve pitido indica que el «termómetro está encendido». Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en la pantalla. La última lectura de medida se visualiza en el display ② automáticamente para 2 segundos con el icono «M».

Si la temperatura ambiente es inferior a 32 °C, una «L» fija y un «C» parpadeante aparecen en la pantalla ②. Ahora, el termómetro está preparado para realizar la medición de la temperatura.

Prueba de funcionamiento

El funcionamiento correcto del termómetro se comprueba automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante «ERR» en la pantalla ②.

Si la temperatura ambiente es inferior a 32 °C, una «L» fija y un «C» parpadeante aparecen en la pantalla ②. Ahora, el termómetro está

preparado para realizar la medición de la temperatura.

Utilización del termómetro

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole «C» clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le «C» ne clignote plus, la mesure est terminée, vous pouvez désormais lire la température à l'écran.

10 bips brefs retentissent quand la température est supérieure à 37,5 °C pour signaler un risque de fièvre. Référence: température orale.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF ①. Cependant le thermomètre s'arrêtera automatiquement au bout d'environ 10 minutes de l'usage.

Si la température est supérieure à 37,5 °C, suien diez pitidos cortos para avisar al paciente de que puede tener fiebre. Referencia: temperatura oral.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo entre las mediciones.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón ON/OFF ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

Tipos de medición / Temperatura corporal normal

► Temperatura bucal (en la boca) / 35.5 - 37.5 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la lengua. El icono «C» parpadea.

Cuando el pitido 10 veces y el «C» ya no parpadea, la temperatura predictiva final ha sido determinada y el termómetro puede ser leído.

Si la temperatura es superior a 37,5 °C, suenan diez pitidos cortos para avisar al paciente de que puede tener fiebre. Referencia: temperatura oral.

Afin d'obtenir des résultats comparables, veuillez respecter 1 minute d'intervalle entre chaque mesure.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF ①. Cependant le thermomètre s'arrêtera automatiquement au bout d'environ 10 minutes de l'usage.

Si la température est supérieure à 37,5 °C, suien diez pitidos cortos para avisar al paciente de que puede tener fiebre. Referencia: temperatura oral.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo entre las mediciones.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón ON/OFF ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

Tipos de medición / Temperatura corporal normal

► Temperatura rectal (en el recto) / 36.6 - 38.0 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la lengua. El icono «C» parpadea.

Cuando el pitido 10 veces y el «C» ya no parpadea, la temperatura predictiva final ha sido determinada y el termómetro puede ser leído.

Si la temperatura es superior a 37,5 °C, suenan diez pitidos cortos para avisar al paciente de que puede tener fiebre. Referencia: temperatura rectal.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo entre las mediciones.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón ON/OFF ①. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

Tipos de medición / Temperatura corporal normal

► Temperatura axilar (sous l'aisselle) / 34.7 - 37.3 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la axila, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la axila. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la axila.

Cierre la boca y respire tranquilamente por la nariz para evitar que la medición sea vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado.

Duración aprox. de la medición: 10 segundos!

► En el ano (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la lengua.

Cierre la boca y respire tranquila por la nariz para evitar que la medición sea vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado.

Duración aprox. de la medición: 10 segundos!

► En la axila (axilar) / 34.7 - 37.3 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la axila, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la axila. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la axila.

Cierre la boca y respire tranquila por la nariz para evitar que la medición sea vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado.

Duración aprox. de la medición: 10 segundos!

► En la boca (vía oral) / 35.5 - 37.5 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la lengua.

Cierre la boca y respire tranquila por la nariz para evitar que la medición sea vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado.

Duración aprox. de la medición: 10 segundos!

► En la axila (vía axilar) / 34.7 - 37.3 °C

Coloque el termómetro en una de las dos bolas situadas debajo de la axila, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la axila. El sensor de medición ④ debe estar en contacto con la axila.

Cierre la boca y respire tranquila por la nariz para evitar que la medición sea vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado.

Duración aprox. de la medición: 10 segundos!

**Descrição do termômetro**

- ① Botão ON/OFF
② Visor
③ Tampa do compartimento da pilha
④ Sensor de medição

PT

deradas quaisquer outras reclamações relativas a danos. O pedido de reclamação da garantia deverá ser enviado juntamente com o recibo de compra. Embale corretamente o instrumento avariado e envie com os portes adequados para o distribuidor Microlife.

Beschrijving van deze thermometer

- ① AAN/UIT knop
② Display
③ Deksel batterijcompartiment
④ Meetsensor

NL

Instruções de segurança importantes

- O instrumento deve ser utilizado apenas para medir a temperatura corporal!
- É necessário respeitar sempre o tempo de medição minimo até o sinal sonoro ser emitido!
- Certifique-se de que não deixa o dispositivo ao alcance das crianças; algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas.
- Não utilize o dispositivo na proximidade de campos electromagnéticos fortes, tais como, telemóveis ou estações rádionovas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.
- Proteja o instrumento contra impactos e quedas!
- Evite dobrar a extremidade mais de 45°!
- Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!
- Utilize apenas desinfectantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção» para limpar o instrumento. É necessário que o instrumento esteja intacto quando submerso em líquido desinfectante.
- É recomendada a realização de testes ao instrumento, de dois em dois anos, para manutenção dos níveis de precisão ou após impacto mecânico (por ex. queda). Contacte o Serviço de Assistência da Microlife para providenciar o teste.

Aviso: O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

Peça aplicada tipo BF**Ligar o termômetro**

Para ligar o termômetro, pressione o botão ON/OFF ①; um breve sinal sonoro indica que «o termômetro está ligado (ON)». É efetuado um teste ao visor. Deverão-se ver todos os ícones.

A última medição efetuada será indicada no visor ② automaticamente durante 2 segundos com ícone «».

Em seguida, a uma temperatura ambiente inferior a 32 °C, são apresentados os símbolos «L» e «C» a piscar no mostrador ②. O termômetro pode agora ser utilizado.

Teste de funcionamento

O funcionamento correto do termômetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação «ERR», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termômetro.

Utilização do termômetro

Escolha o local de medição preferido. Ao efetuar uma medição, a temperatura atual é visualizada constantemente e o símbolo «C» é apresentado a piscar. Se ouvir o sinal sonoro 10 vezes e o símbolo «C» deixar de piscar, o valor final da temperatura foi determinado e é possível ler-se agora o resultado final.

São emitidos 10 breves sinos sonoros quando a temperatura for superior a 37,5 °C para avisar o paciente de que poderá ter febre. Referência: temperatura oral.

Para alcançar resultados comparáveis permita 1 minuto de intervalo entre as medições.

Para prolongar a duração da pilha, desligue o termômetro pressionando por breves instantes o botão ON/OFF ①. Caso contrário, o termômetro desliga-se automaticamente decorridos 10 minutos.

Métodos de medição / Temperatura corporal normal**Na boca (oral) / 35,5 - 37,5 °C**

Coloque o termômetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do lado da língua. O sensor de medição ④ tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/expiração.

Tempo de medição aproximado: 10 segundos!

No ânus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C

Este é o método de medição mais fiável e é especialmente indicado para bebés e crianças. Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Tempo de medição aproximado: 10 segundos!

Debaixo do braço (axilar) / 34,7 - 37,3 °C

Para obter resultados mais fáceis recomendamos que a temperatura seja medida nas cavidades oral ou rectal.

Limpeza e desinfecção

Nome: Álcool isopropílico 70%; submergir: máx. 24 horas.

Substituição da pilha

Quando o símbolo «▼» (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha ③ do termômetro. Introduza a nova pilha colocando o sinal + virado para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

Especificações técnicas

Tipo: Termômetro de máxima previditividade
Gama de medição: 32,0 °C a 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: é visualizado o símbolo «L» correspondente a temperatura baixa (demasiado baixa)
Temp. > 42,9 °C: é apresentado o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)

Precisão da medição: ± 0,1 °C entre 34 °C e 42 °C

Condições de funcionamento: 10 - 40 °C; 15-95 % humidade relativa máxima

Condições de acondicionamento: -25 - +60 °C; 15-95 % humidade relativa máxima

Pilha: 1,5/1,55 V; SR41

Duração da pilha: aprox. 2700 medições (usando uma pilha nova)

Classe IP: IP67

Normas de referência: EN 12470-3, termômetros clínicos;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Duração expectável de utilização: 5 anos ou 10000 medições

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

Garantia

É concedida uma garantia vitalícia após a data de compra. Esta garantia não cobre quaisquer danos causados por manuseamento indevido. A garantia também não cobre a pilha nem a embalagem. Não serão consi-

worden gedekt. De batterij en verpakking vallen ook buiten de garantie. Alle andere aanspraken op schade wordt uitgesloten. Een aanspraak op garantie moet met de aankoopbon worden ingediend. Verpak uw defecte instrument op een goede manier en stuur het met voldoende frankering naar de Microlife distributeur.

Περιγραφή του θερμομέτρου

- ① Πλήκτρο ON/OFF
② Οθόνη
③ Κάλυμμα θήκης μπαταρίας
④ Αισθητήρας μέτρησης

GR**Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας**

• To δρώμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος!
• Η μέτρηση πρέπει πάντοτε να διαρκεί κατ' ελάχιστον μέχρι να ακούστε τη νηστική ένδειξη (μπτη)!
• Βεβαίωση: διότι ορισμένα μέρη του είναι αρκετά μικρά και υπάρχει επιβεβλημένη σημαντική χωρίς επιβεβλημένη, διότι ορισμένα μέρη του είναι αρκετά μικρά και υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως κινητά τηλέφωνα ή ασύρματες ιατρικές συσκευές. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 3,3 μ από αυτές τις συσκευές όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή.
• Προσέρχετε ώστε το ορόγυαν να μην κιτπίθει και μην πέσει κάτω!
• Μη λιγύζετε το ρύγχος περιβόλτη πορτώ 45°!
• Αποφύγετε την εργασία μετρήσεων σε βραστό νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικές ουσίες που διατίθενται στο εμπόριο, οι οποίες παραπέμπονται στην ενότητα «Καθορισμός και απολύμανση» για την καθαρισμό του ορόγυαν.
• Επιβεβλημένη σημαντική χωρίς επιβεβλημένη σημαντική χωρίς θέτει την ακρίβεια αυτού του οργάνου κάθε δύο χρόνια ή εάν κιτπίθει (π.χ. εάν πέσει κάτω). Απειλούμενετε στο τύμπανο Service της Microlife για το σχετικό έλλεγκο.
• Βεβαίωση: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

• Η πρόσθια του θερμομέτρου πρέπει να στέκεται σε βραστό νερό.
• Εργάζετε την εργασία μετρήσεων σε βραστό νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικές ουσίες που διατίθενται στο εμπόριο, οι οποίες παραπέμπονται στην ενότητα «Καθορισμός και απολύμανση» για την καθαρισμό του ορόγυαν.
• Επιβεβλημένη σημαντική χωρίς επιβεβλημένη σημαντική χωρίς θέτει την ακρίβεια αυτού του οργάνου κάθε δύο χρόνια ή εάν κιτπίθει (π.χ. εάν πέσει κάτω). Απειλούμενετε στο τύμπανο Service της Microlife για το σχετικό έλλεγκο.
• Βεβαίωση: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

• Η πρόσθια του θερμομέτρου πρέπει να στέκεται σε βραστό νερό.
• Εργάζετε την εργασία μετρήσεων σε βραστό νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικές ουσίες που διατίθενται στο εμπόριο, οι οποίες παραπέμπονται στην ενότητα «Καθορισμός και απολύμανση» για την καθαρισμό του ορόγυαν.
• Επιβεβλημένη σημαντική χωρίς επιβεβλημένη σημαντική χωρίς θέτει την ακρίβεια αυτού του οργάνου κάθε δύο χρόνια ή εάν κιτπίθει (π.χ. εάν πέσει κάτω). Απειλούμενετε στο τύμπανο Service της Microlife για το σχετικό έλλεγκο.
• Βεβαίωση: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

• Η πρόσθια του θερμομέτρου πρέπει να στέκεται σε βραστό νερό.
• Εργάζετε την εργασία μετρήσεων σε βραστό νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικές ουσίες που διατίθενται στο εμπόριο, οι οποίες παραπέμπονται στην ενότητα «Καθορισμός και απολύμανση» για την καθαρισμό του ορόγυαν.
• Επιβεβλημένη σημαντική χωρίς επιβεβλημένη σημαντική χωρίς θέτει την ακρίβεια αυτού του οργάνου κάθε δύο χρόνια ή εάν κιτπίθει (π.χ. εάν πέσει κάτω). Απειλούμενετε στο τύμπανο Service της Microlife για το σχετικό έλλεγκο.
• Βεβαίωση: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτέλεσμα μέτρησης που διεπιδένεται από την συσκευή δεν αποτελεί διάγνωση! Μην βασίσετε μόνο στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

• Η πρόσθια του θερμομέτρου πρέπει να στέκεται σε βραστό νερό.
• Εργάζετε την εργασία μετρήσεων σε βραστό νερό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο