**Description of this Thermometer**

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor / measuring tip
- ⑤ Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

Consider that different measurement locations may require continued measurement even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

- For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible tip are available.

Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

• Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

• Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

• Protect the device from impact and dropping!

• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

• We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife-Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part**Turning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.3 °C in 15 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 2 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary air takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute!

In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Attention: For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip.

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from

the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

For professional use: Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact Microlife for more details concerning further disinfectant for your thermometer model.

Battery Replacement
When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 43.9 °C
Temp. > 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C, 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C, 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C

Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95 % relative humidity

Storage conditions: -25 - +60 °C; 15-95 % relative humidity

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)

IP Class: IP67

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-1

Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Guarantee

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

• Transport costs and risks of transport.

• Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.

• Damage caused by leaking batteries.

• Damage caused by accident or misuse.

• Packaging/storage material and instructions for use.

• Regular checks and maintenance (calibration).

• Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local Microlife service. You may contact your local Microlife service through our website: www.microlife.com/support

Read the instructions carefully before using this device.

Partie appliquée du type BF**Tourning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.3 °C in 15 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 2 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary air takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute!

In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Attention: For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip.

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended.

If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from

the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

For professional use: Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact Microlife for more details concerning further disinfectant for your thermometer model.

Battery Replacement
When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 43.9 °C
Temp. > 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C, 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C, 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C

Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95 % relative humidity

Storage conditions: -25 - +60 °C; 15-95 % relative humidity

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)

IP Class: IP67

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-1

Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Guarantee

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

• Transport costs and risks of transport.

• Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.

• Damage caused by leaking batteries.

• Damage caused by accident or misuse.

• Packaging/storage material and instructions for use.


• Regular checks and maintenance (calibration).

• Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local Microlife service. You may contact your local Microlife service through our website: www.microlife.com/support

Read the instructions carefully before using this device.

Partie appliqu

**Descrição do termômetro****PT**

- ① Botão ON/OFF
- ② Visor
- ③ Tampa do compartimento da pilha
- ④ Sensor de Medição / Ponta de medição
- ⑤ Zona de Limpeza e desinfecção (Toda a superfície do termômetro)

Instruções de segurança importantes

• Siga as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseamento e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.

• Este dispositivo deve ser usado apenas no corpo humano: via oral, retal ou axilar. Não tentar a medida de temperatura em qualquer outra zona, como as orelhas, pois pode resultar em leituras falsas e algum dano.

• Não utilize este dispositivo se achar que está danificado ou se observar algo anormal no dispositivo.

• Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instruções de limpeza, antes da primeira utilização, para higiene pessoal.

• É necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro ser emitido!

• Considerar que diferentes zonas de medição de temperatura requerem a contínua utilização mesmo após o som. «Métodos de medição / Temperatura corporal normal».

• Devido a razões de segurança (risco de penetração retal) medição de temperatura retal em crianças com menos de 3 anos devem ser realizadas apenas por profissionais da saúde. Para medição da temperatura retal em crianças com menos de 3 anos, estão disponíveis termômetros com ponta flexível.

• Não procure medir a temperatura de uma pessoa com problemas retais. Pois pode levar a um agravamento da situação.

• Certifique-se de que não deixa o dispositivo ao alcance das crianças, algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento ao risco de estrangulamento no caso deste dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.

• Não utilize o dispositivo na proximidade de campos electromagnéticos fortes, tais como, televisões ou instalações radiofónicas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.

• Proteja o instrumento contra impactos e quedas!

• Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!

• Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção para limpeza do dispositivo e de forma a evitar danos no mesmo.

• Recomendamos a que este dispositivo seja testado após 2 anos ou impato mecânico (ex.: Caiu no Chão). Por favor, contate o representante da Marca Microlife para resolver a situação.

Aviso: O resultado da medida fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos electrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

Peça aplicada tipo BF**Ligar o termômetro**

Para ligar o termômetro, pressione o botão ON/OFF ①; um breve sinal sonoro indica que o termômetro está ligado (ON). É efectuado um teste ao visor. Deverá visualizar-se todos os ícones.

Em seguida, a uma temperatura ambiente inferior a 32 °C, só apresenta os símbolos «④» e «⑤» a piscar no mostrador ②. O termômetro pode agora ser utilizado.

Teste de funcionamento

O funcionamento correto do termômetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação «ERR», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termômetro.

Utilização do termômetro

Escolha o método preferido de medição. Quando medir a temperatura, a temperatura corrente é continuamente visível e o símbolo «④» deixa de piscar, significar que a diferença de temperatura é menos de 0,1°C em 16 segundos.

Para prolongar a duração da pilha, desligue o termômetro pressionando por breves instantes o botão ON/OFF ①. Caso contrário, o termômetro desliga-se automaticamente depois 10 minutos.

Memória dos valores mediados

Se manter o botão ON/OFF ① pressionado durante mais de 2 segundos, quando ligar o termômetro, será apresentada a temperatura máxima memorizada durante a última medição.

Simultaneamente, será apresentado o símbolo «④», correspondente à memória, no mostrador. Cerca de 2 segundos após deixar de pressionar o botão, o valor da temperatura apaga-se e o termômetro fica pronto a efectuar uma nova medição.

Métodos de medição / Temperatura corporal normal

► Debaixo do braço (axilar) | 34,7 - 37,3 °C

Higieniza a axila com uma toalha seca. Coloque o sensor de medição ④ sob o braço no centro da axila, de modo a que a ponta do dispositivo toque na pele, e posição o braço próximo ao corpo. Isto garante que o ar do ambiente não afete a leitura. Porque a medição na axila, leva mais tempo para atingir uma temperatura estável, deve manter de aquecimento pelo menos 5 minutos, independentemente do nível sonoro.

► Na boca (oral) | 35,5 - 37,5 °C

Não ingira ou bala alguma ou frio 10 minutos antes da medição. A boca deve manter-se fechada 2 minutos depois do começo da leitura.

Coloque o termômetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do freio da língua. O sensor de medição ④ tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/expiração.

Se isso não for possível devido a vias aéreas bloqueadas, outro método de medição deve ser utilizado.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► No ânus (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração retal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na axila (armpita) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração armpita em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da axila.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração rectal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro do recto.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (vaginal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção de perfuração vaginal em crianças (menores de 3 anos), recomendamos que utilize outro método de medição ou utilize um termômetro com ponta flexível.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição ④ do termômetro 2 a 3 cm dentro da vagina.

Tempo de medição aproximado: 1 minuto!

► Na pélvis (rectal) | 36,6 - 38,0 °C

Atenção: Para a prevenção